

A l'attention des pharmaciens hospitaliers et des prescripteurs,

SM/ABB/2019-076
Les Ulis, le 12 septembre 2019

Reprise d'approvisionnement normal de la spécialité FACTANE® 100 UI/mL format 250 UI/2,5mL

Madame, Monsieur, Cher Confrère,

Nous tenons à vous informer d'une reprise de l'**approvisionnement normal** de notre spécialité **FACTANE 100 UI/mL, format 250 UI/2,5mL**, à partir de la semaine 38 (16 au 20 septembre).

Nous attirons néanmoins votre attention sur les modalités particulières de distribution pour cette spécialité. En effet, suite au retrait du marché en juin 2018 des flacons d'eau pour préparation injectable (PPI) petits formats (solvant de reconstitution), nous restons à ce jour dans l'impossibilité à court terme d'avoir recours à un autre fournisseur spécifiquement pour les flacons de contenance 2.5mL.

Aussi Factane 100 UI/mL format 250 UI /2,5mL sera mis disposition avec un **flacon d'eau PPI de 5ml** en l'absence de flacon d'eau PPI 2.5 ml.

En pratique, lors de votre commande de **Factane 100 UI/ml, format 250 UI**, vous recevrez:

- Un étui de Factane 100 UI/mL- 250UI/2,5mL **sans eau PPI**,
- Un flacon **d'eau PPI de 5mL**,
- Une **seringue d'une contenance de 2,5 mL munie d'une aiguille** (permettant de prélever 2,5 mL d'eau PPI),
- Un kit de transfert Mix2Vial (contenu dans l'étui de Factane®100UI/mL- 250UI/2,5mL)
- Un kit autonomie 10mL contenant 2 seringues stériles graduées, 1 microperfuseur 25G (pour l'injection du produit par IV), 1 champ stérile, 2 lingettes désinfectantes, deux compresses stériles et un pansement,
- Une instruction de remise en solution (version du 30/08/2019).

Une instruction de remise en solution de Factane 250 UI/2,5mL est mise à disposition avec chaque commande. Cette instruction est à partager avec les professionnels de santé en charge de l'administration ou avec les familles des patients. Elle explique comment en pratique reconstituer Factane 250 UI dans 2,5 mL d'eau PPI prélevés dans un flacon de 5mL, avec le matériel fourni.

Nous attirons votre attention sur la nécessité d'informer les patients du risque de confusion possible entre les différents formats de FACTANE® à l'occasion de la délivrance de formats auxquels ils ne seraient pas habitués. Nous vous rappelons que les conditionnements secondaires de FACTANE® sont différenciés par un carré de couleur différente pour chaque dosage (violet pour le format 2000 UI, orange pour le format 1000 UI, bleu pour le format 500 UI, vert pour le format 250 UI) et que la mention du dosage y est portée clairement.


Nos équipes sont à votre disposition pour toute aide et information utile dans ce contexte.

Pour toutes questions relatives à vos commandes, vous pouvez joindre notre service clients au 01 69 82 72 92 ou votre responsable Grands Comptes.

Pour toutes questions d'ordre médical, vous pouvez joindre notre service d'Information Médicale LFB BIOMEDICAMENTS au 01 69 82 70 04.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir partager ces informations avec les professionnels de santé concernés au sein de votre établissement.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, Cher Confrère, en l'expression de notre considération distinguée.



Stéphanie MASQUELIER
Pharmacien Responsable